

NEU

Schulterorthesen zur Immobilisierung

Schulterversorgung mit Konzept



Therapie-Möglichkeiten Schulter

Ihre Therapie mit System

Indikation	Orthesen und Bandagen		Abduktionsgrad				Physikalische Therapie CHATTANOOGA™ INTELECT® NEO	CPM-Bewegungs- schiene ARTROMOT®-S	CHATTANOOGA™ INTELECT® RPW Stoßwelle	INTELECT® E-SW Fokussierte Stoßwelle	INTELECT® High Power Laser HPJ7 & HPJ15	Hyaluronsäure- therapie HYA-JECT® MINI/TENDON	ARTROSTAR® COMPACT II	Elektrotherapie TENS und Muskel- stimulation
	Innenrotation	Äußen- rotation	15°	30°	45° oder 60°	15° bis 30°								
														
Tendinitis calcarea (Kalkschulter)	•	•						•	•	•				•
Schulterschmerz akut/chronisch, Sehnenreizungen	•	•	•	•			•	•	•	•		•		•
Arthrose (Grad I-IV)	•	•					•					•	•	•
Bursitis (Muskelbehandlung), Muskelarthropathie	•	•		•			•	•						•
Schultersteife Gelenksverklebungen	•	•					•	•		•				•
Rotatorenmanschettentendinitis			•	•	•		•	•						•
Schulterluxation/Bankart Läsion (konservativ/operativ)			• (h)	• (h)		•	•	•						•
AC-Gelenksprengung (kons/op) subcapitale Humerusfraktur	•	•					•	•						•
Tuberculum majus Fraktur (operativ)						•		•						•
Schultergelenksfrakturen														

DONJOY® ULTRASLING® QUADRANT

NEU

Eine neue Dimension in der Schulterversorgung



AB Abduktion

AD Adduktion

durch einfache Bedienung der Abduktionsknöpfe



ER Außenrotation **IR** Innenrotation

sowie Oberarmlänge individuell durch Betätigen eines Drehrads einstellbar



M Mobilisation des Ellenbogens

Betätigen des Drehknopfes ermöglicht die Freigabe des Ellenbogens. Beugt Ellenbogensteife vor und fördert die Durchblutung.



Kühl anführendes, antibakterielles Material

mit einer langen Haltbarkeit

Freiliegendes Ellenbogengelenk

ermöglicht Luftzufuhr und entlastet das Ellenbogengelenk



Schultergelenkorthese zur Immobilisierung, verstellbar in 4 Bewegungsrichtungen

Merkmale:

- Eine Größe pro Seite
- Individuell und werkzeuglos einstellbar
- Einfache und schnelle Handhabung
- Hohe Stabilität sichert Behandlungserfolg

Indikationen:

- Konservative und postoperative Therapie von Schultergelenkverletzungen
- Deckt alle Indikationen des Schultergelenks ab

**Haben Sie Interesse am
Nachbehandlungskonzept Schulter
„entwickelt von Ärzten für Ärzte“?
Kontaktieren Sie Ihren
DJO Global Ansprechpartner.**

Optionaler Schultergurt

sorgt bei Bedarf für weitere
Entlastung und optimalen
Sitz der Orthese

Anpassbarer und weicher Hüftgurt

sorgt für Tragekomfort,
auch beim Schlafen

Optionaler Verlängerungsgurt

Deckt bis zu 152 cm
Bauchumfang ab

Arzt Stempel	Rp. (Bitte Leerräume durchzeichnen)				Wiegengarzettel
gut idem	DONJOY ULTRASLING QUADRANT Schultergelenkorthese HMV-Nr.: 23.09.01.2008 Indikation:				
gut idem					
gut idem					

DONJOY® ULTRASLING® QUADRANT

Größe	Umfang	Seite	Artikel-Nr.
Universal	61–114 cm	rechts	11-0210
Universal	61–114 cm	links	11-0211

Zubehör Verlängerungsgurt

Universal	114–152 cm	Universal	25-0212
-----------	------------	-----------	---------

Die klassische Schulterversorgung

Die moderne Schulterversorgung

Abduktionsgrad

DONJOY® ULTRASLING III AB

HMV-Nr. 23.09.04.0035

- Ruhigstellung in 45° und 60° Abduktion



DONJOY® PSA-2

HMV-Nr. 23.09.04.0017

- Ruhigstellung in 30° Abduktion



DONJOY® ULTRASLING III

HMV-Nr. 23.09.04.0034

- Ruhigstellung in 10° bis 15° Abduktion



AIRCAST® ARM IMMOBILIZER

HMV-Nr. 23.09.01.0017

- Ruhigstellung in Innenrotation



DONJOY® PSI PLUS

HMV-Nr. 23.09.01.0023

- Ruhigstellung in Innenrotation



DONJOY® ULTRASLING III ER

HMV-Nr. 23.09.04.0060

- Ruhigstellung in 15° oder 30°/45° Außenrotation



DONJOY® ULTRASLING QUADRANT

HMV-Nr. 23.09.01.2008

- All-in-One-Design
Deckt alle Einstellungen und Indikationen ab
- Eine Größe pro Seite
- Schulter wird von der Hüfte gestützt
- Ellenbogen freigebbar



Das Schulterportfolio von DJO Global

DONJOY® ULTRASLING III ER

Schultergelenkorthese zur Lagerung in Außenrotation

Ruhigstellung in 15° oder 30°/45° Außenrotation

Indikationen:

- Konservative Behandlung traumatischer vorderer und hinterer Schulterluxationen mit Bankart-Läsion
- Postoperative Ruhigstellung nach hinterer Schulterluxation
- Konservative Therapie von nicht dislozierten Tuberculummajus-Frakturen
- Funktionelle Ruhigstellung nach vorderem Kapselrelease



RP, Bfite, Leontine, me, durchbohren	Vertragsschlüssel
DONJOY ULTRASLING III ER Schultergelenkorthese	
HMV-Nr.: 23.09.04.0060	
Indikation:	

Artikelnummern:

Größe	Unterarmlänge*	Art.-Nr.
S	< 27 cm	11-0450-2
M	27-33 cm	11-0450-3
L	33-38 cm	11-0450-4
XL	> 38 cm	11-0450-5

* Unterarm ab Mittelhand

DONJOY® ULTRASLING III AB

Schultergelenkorthese zur Abduktionslagerung

Ruhigstellung in 45° und 60° Abduktion

Indikationen:

- Mobilisation und Rehabilitation nach operativen Schultereingriffen
- Weichteilverletzungen in der Schulterregion
- Narkosemobilisation des Schultergelenks



RP, Bfite, Leontine, me, durchbohren	Vertragsschlüssel
DONJOY ULTRASLING III AB Schultergelenkorthese	
HMV-Nr.: 23.09.04.0035	
Indikation:	

Artikelnummern:

Version	Größe	Art.-Nr. links	Art.-Nr. rechts
15°	S-XL	11-1344-x	11-1343-x
30°	S-XL	11-1346-x	11-1345-x

x = Länge: 2 = S bis 27 cm / 3 = M 27-33 cm / 4 = L 33-38 cm / 5 = XL ab 38 cm

DONJOY® PSA-2

Schultergelenkorthese zur Abduktionslagerung

Ruhigstellung in 30° Abduktion

Indikationen:

- Rotatorenmanschettenruptur
- Subacromiale Bursitis/Impingement
- Acromioplastiken
- Schulterprothesenimplantation
- Mobilisation nach Schultersteife



RP, Bfite, Leontine, me, durchbohren	Vertragsschlüssel
DONJOY PSA-2 Schultergelenkorthese	
HMV-Nr.: 23.09.04.0017	
Indikation:	

Artikelnummern:

Größe	Unterarmlänge*	Art.-Nr. Links	Art.-Nr. Rechts
Standard	> 25 cm	OX 0390-2L	OX 0390-2R
Small	< 25 cm	OX 0391-2L	OX 0391-2R

* Unterarm ab Mittelhand

DONJOY® ULTRASLING III

Schultergelenkorthese zur Abduktionslagerung

Ruhigstellung in 10° bis 15° Abduktion

Indikationen:

- Weichteilverletzungen in der Schulterregion
- Nachbehandlung von Bizepssehnenverletzungen und Muskelverletzungen
- Behandlung chronischer Schmerzzustände
- Postoperative Ruhigstellung allgemein



RP, Bfite, Leontine, me, durchbohren	Vertragsschlüssel
DONJOY ULTRASLING III Schultergelenkorthese	
HMV-Nr.: 23.09.04.0034	
Indikation:	

Artikelnummern:

Größe	Unterarmlänge*	Art.-Nr.
S	< 27 cm	11-0449-2
M	27-33 cm	11-0449-3
L	33-38 cm	11-0449-4
XL	> 38 cm	11-0449-5

* Unterarm ab Mittelhand

AIRCRAFT® ARM IMMOBILIZER

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung

Ruhigstellung in Innenrotation

Indikationen:

- Prä- und postoperativ zur Ruhigstellung
- Insuffizienz des Bänder-/Kapselapparates nach Trauma oder habitueller Schulterluxation
- Immobilisierung des Acromioclaviculargelenks nach Fraktur, Subluxation oder Distorsion



RP, Bfite, Leontine, me, durchbohren	Vertragsschlüssel
AIRCRAFT ARM IMMOBILIZER Schultergelenkorthese	
HMV-Nr.: 23.09.01.0017	
Indikation:	

Artikelnummern:

Größe	Unterarmlänge*	Art.-Nr.
M	< 25 cm	06GM
L	> 25 cm	06GL

* Unterarmlänge ab Handwurzel

DONJOY® PSI PLUS

Schultergelenkorthese zur Immobilisierung

Ruhigstellung in Innenrotation

Indikationen:

- Zur akuten, konservativen oder postoperativen Ruhigstellung der Schulter
- Schulterluxation
- Distorsion, Kontusion
- Oberarmkopf- oder Schaftfraktur
- Humerusfrakturen, subkapital



RP, Bfite, Leontine, me, durchbohren	Vertragsschlüssel
DONJOY PSI PLUS Schultergelenkorthese	
HMV-Nr.: 23.09.01.0023	
Indikation:	

Artikelnummern:

Größe	Bauchumfang	Art.-Nr.
Standard	< 115 cm	OX 0380 Plus
Large	115-140 cm	OX 0381 Plus