

Sports
Medicine
**Meniskus-
erhaltung**



Effizient



Innovativ



Konstant

Der Stryker Geschäftsbereich Sports Medicine bietet eine umfassende Plattform zur Meniskusreparatur an. Bei ihrer Entwicklung standen konstante Ergebnisse und Anwenderfreundlichkeit im Vordergrund. Die Plattform besteht aus einem All-inside-Meniskusreparatursystem, einem Inside-out-Reparatursystem und einem Kollagen-Meniskusimplantat, die für die Reparatur einer Vielzahl von Meniskusverletzungen bestimmt sind.



AIR – All-inside-Reparatursystem

Das All-inside-Nahtankersystem ermöglicht es reproduzierbare Ergebnisse zu erzielen. Es nutzt zwei PEEK-Nahtanker und einen Rutschknoten mit hochfestem, nicht resorbierbarem 2-0 Nahtmaterial. Die Vorrichtungen zur aktiven Abgabe wurden entwickelt, um die Nahtanker konstant setzen zu können und um gleichzeitig durch Schaft- und Nadeldesign etwaige Schädigungen zu reduzieren. Zwei Optionen zur Abgabe der Nahtanker bieten dem Chirurgen mehr Vielseitigkeit.



SharpShooter – Inside-out-Reparatursystem

Diese einfache, anwenderfreundliche Methode zur Meniskusreparatur verwendet eine von innen nach außen gehende Nahttechnik. Dabei kommen ein patentierter Abgabegriff, hochfestes 2-0 UHMWPE-Nahtmaterial und eine der sechs anatomischen Kanülen zum Einsatz, um arthroskopisch alle Regionen des Meniskus erreichen zu können. Der SharpShooter bietet dem Chirurgen eine bessere Kontrolle über Nadelposition und Abgabe.



CMI – Kollagen-Meniskusimplantat

Das CMI ist ein Kollagengerüst (Scaffold) zur segmentalen Augmentation des medialen und lateralen Meniskus. Dieses resorbierbare Gerüst besteht aus hochgereinigtem Typ-1-Kollagen. Das CMI wurde dafür konzipiert, Meniskusdefekte nach partieller Meniskektomie oder bei irreparablen Meniskusrissen zu reparieren und eine Verstärkung des Gewebes zu ermöglichen. Das CMI kann mit den Meniskus-Nahtmaterialprodukten AIR oder SharpShooter in Position vernäht werden.

AIR All-inside-Reparatursystem

Artikelnummer	Beschreibung
4720	AIR Meniskusreparatursystem, 2 PEEK Implantate, gebogen
4721	AIR Knotenschieber-Fadenschneider und Einführschlitten, steril
233-050-115	Poplitea-Retraktor, klein
233-050-116	Poplitea-Retraktor, groß

SharpShooter Inside-out-Reparatursystem

Artikelnummer	Beschreibung
HS4704	SharpShooter UHMWPE Nahtmaterial 2-0 mit 2x Nadeln, steril, VE=10
4700	SharpShooter Griff, steril
4750	SharpShooter Kanüle - rechts posterior
4751	SharpShooter Kanüle - links posterior
4752	SharpShooter Kanüle - rechts Mitte
4753	SharpShooter Kanüle - links Mitte
4754	SharpShooter Kanüle, rechts anterior
4755	SharpShooter Kanüle, links anterior

CMI Kollagen-Meniskusimplantat

Artikelnummer	Beschreibung
4601	9,0 mm CMI Implantat – medial; inkl. einem Maßband
4612	XL CMI Implantat – medial; inkl. einem Maßband
4607	CMI Implantat – lateral; inkl. einem Maßband
4608	CMI Messkanüle
4610	CMI Applikationsklemme
4618	CMI Maßband, steril

Notizen

Orthopädische und traumatologische Implantate

Hüfte

Knie

Trauma & Extremitäten

Fuß und Sprunggelenk

Sportmedizin

Orthobiologics & Biosurgery

MedSurg

Zubehör

Computer-gestützte Chirurgie

Chirurgische Lösungen für die Endoskopie

Integrierte Kommunikation

Betten, Stretcher und EMS Equipment

Wiederverwertung und Wiederaufbereitung

Neurotechnologie & Wirbelsäule

Leibinger CMF

Schmerztherapie

Neuro, Wirbelsäule & HNO

Neurovascular

Dieses Dokument ist nur für Personen aus medizinischen Fachkreisen bestimmt.

Der medizinischen Fachkraft obliegt die Entscheidung für oder gegen die Verwendung bestimmter Produkte und Operationstechniken im individuellen Patientenfall. Stryker erteilt insofern keinen medizinischen Rat und empfiehlt eingehende Produktschulungen und Trainings vor der Verwendung der jeweiligen Produkte.

Die hierin enthaltenen Informationen sind dazu bestimmt, die Bandbreite des Stryker-Produktangebots darzustellen. Vor der Verwendung eines Stryker-Produkts muss der behandelnde Arzt stets die Packungsbeilage, das Produktetikett und/oder die Bedienungsanleitung beachten.

Die dargestellten Produkte sind möglicherweise nicht in allen Ländern erhältlich, da die Verfügbarkeit von Produkten regulatorischen Einschränkungen und medizinischen Standards der einzelnen Märkte unterliegt. Bei Fragen zur Verfügbarkeit von Stryker-Produkten in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren Stryker-Außendienstmitarbeiter.

Die Stryker Corporation oder ihre Tochtergesellschaften oder andere verbundene Unternehmen sind Inhaber, Nutzer oder Antragsteller der folgenden Marken oder Zeichen: AIR, CMI, SharpShooter und Stryker. Bei allen anderen Marken handelt es sich um Marken sonstiger Eigentümer bzw. Nutzer.

Die abgebildeten Produkte tragen die CE-Kennzeichnung gemäß den geltenden Verordnungen und Richtlinien der Europäischen Union.

Dieses Dokument in deutscher Sprache ist eine eigenständige Version mit spezifischen Inhalten für den deutschen, schweizerischen und österreichischen Markt.



1000902214DE Rev. A
DFS 01/2018
2016-12666
Sports Medicine

Copyright © 2018 Stryker

www.stryker.com

Deutschland
Stryker GmbH & Co. KG
Duisburg
Tel.: +49 2065 837-0
www.stryker.de

Österreich:
Stryker Austria GmbH
Wien
Tel.: +43 1 813 2000
www.stryker.at

Schweiz:
Stryker Osteonics SA
Biberist
Tel.: +41 32 641 6-950
www.stryker.ch