


DIE NEUE TENNISARM BEHANDLUNG



I T E C
M E D I C A L


- schnelle und standardisierte Injektion
- jedes von Ihnen gewünschte Medikament
- exakt in die Sehne injiziert
- ausführbar durch Arzthelferin

Itec Medical bietet eine patentierte, neue, einfache und schnelle Behandlung für eine der am häufigsten vorkommenden orthopädischen Beschwerden: der Tennisarm.

Der Injektionstisch (ITEC – IT) wird zusammen mit dem Injektionsdisposable (ITEC – ID) verwendet und behandelt die exakte Stelle der Verletzung des Tennisarms. Mittels eines anatomisch entworfenen Nadelsatzes mit 12 Mikro Kanülen wird das Medikament gleichmäßig in der Sehne verteilt.


Zuvor wird mittels Ultraschall die exakte Tiefe der Sehne ermittelt. Die ermittelte Tiefe wird am Instrument eingestellt. Genau in dieser Tiefe wird dann das Medikament injiziert.

Diese einfache und standardisierte Behandlungsmethode dauert nur einige Minuten und hat den Vorteil, dass eine zuvor eingewiesene Arzthelferin die Behandlung auch ausführen könnte. Radiologen und Chirurgen sparen kostbare Zeit.




WWW.ITECMEDICAL.COM

DIE NEUE TENNISARM BEHANDLUNG



ITEC
MEDICAL

- schnelle und standardisierte Injektion
- jedes von Ihnen gewünschte Medikament
- exakt in die Sehne injiziert
- ausführbar durch Arzthelferin



ITEC Medical B.V.

Hengelsestraat 500
7521 AN Enschede
Niederlande

T +31651547894

E info@itecmedical.com

FÜR WISSENSCHAFTLICHE STUDIEN:
WWW.ITECMEDICAL.COM/REFERENCES

Certification: CE 621544/MD 621542